

## Silla de ruedas Basic Dúo -



### Características de la Silla de ruedas Basic Dúo

La silla de ruedas Basic Dúo es una solución revolucionaria que combina funcionalidad y comodidad para facilitar la movilidad y el acceso en espacios reducidos. Descubre cómo este innovador diseño mejora significativamente la calidad de vida de sus usuarios.

#### Flexibilidad y Adaptabilidad

Equipada con ruedas traseras de 600 mm y 250 mm intercambiables, esta silla es ideal para enfrentarse a los retos de accesibilidad en entornos estrechos. Su sistema de ruedas intercambiables permite una transición suave de un ambiente interior a uno exterior, proporcionando autonomía y facilidad de manejo.

#### Comodidad en Cada Movimiento

Gracias a su estructura soportada por arcos de termoplástico, la Basic Dúo absorbe las irregularidades del terreno, ofreciendo una experiencia de uso excepcionalmente confortable. Además, la silla se puede estrechar, incluso con el usuario sentado, facilitando la navegación a través de pasillos y puertas estrechas sin sacrificar la comodidad.

#### Ligereza y Resistencia

Con una estructura de aluminio y termoplástico, la silla pesa menos de 13,5 kg y es capaz de

soportar hasta 125 kg.

### Fácil Manejo y Almacenamiento

El diseño plegable de la Basic Dúo permite un almacenamiento y transporte convenientes, haciendo que la silla sea perfecta para usuarios activos que requieren una solución práctica y eficiente en su vida diaria.

### Tallas disponibles de la Silla de ruedas Basic Dúo

La silla de ruedas Basic Dúo está disponible en tres tamaños distintos: 41, 44 y 46, asegurando un ajuste perfecto y personalizado para cada usuario.

### Accesorios y opciones de la Silla Basic Dúo

Esta silla ofrece una variedad de accesorios y opciones, incluyendo frenos de acompañante, cojín viscoelástico, ruedas antivuelco, reposapiés elevables y un respaldo que es tanto reclinable como abatible, aumentando así la adaptabilidad y el confort.

Características	Datos
Altura Total	93 cm
Longitud Total	111 cm
Altura del Asiento	49,5 cm
Profundidad del Asiento	43 cm
Diámetro Ruedas Delanteras	200 mm
Longitud sin Reposapiés	81 cm
Peso	15,5 kg
Resistencia	125 kg
Anchura Total (R600)	Talla + 18 cm
Anchura Total (R250 Interior)	Talla + 11 cm
Anchura Total (R250 Exterior)	Talla + 14 cm

La silla de ruedas Basic Dúo es mucho más que un medio de transporte; es una herramienta de independencia y libertad, diseñada para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana con facilidad y confianza.