

Silla de ruedas de aluminio Luna - Luna



Silla de ruedas de aluminio Luna

La silla de ruedas manual Luna es una combinación perfecta de funcionalidad y diseño. Fabricada en aluminio, ofrece una resistencia excepcional y un peso ligero, ideal para transportar y manejar con facilidad.

Comodidad y Seguridad

Además de su estructura resistente, la silla Luna está equipada con un cinturón abdominal que garantiza la seguridad del usuario durante su uso. Porque la comodidad no está reñida con la funcionalidad, esta silla también cuenta con reposapiés plegables y reposabrazos abatibles, facilitando tanto el acceso como la salida de la silla.

Practica y Estable – Silla de ruedas de aluminio Luna

Sin embargo, no solo se trata de comodidad. La Silla de ruedas de aluminio Luna es extremadamente práctica: se pliega fácilmente gracias a su cruceta simple con 4 estabilizadores, lo

que la convierte en una opción excelente para almacenar y transportar en espacios reducidos.

Optimizada para Espacios Interiores

Una causa de su diseño ultra compacto es la facilidad con la que se maneja en interiores. Con un ancho total que varía entre 47,5 y 51,5 cm según la talla, esta silla se desliza sin problemas a través de puertas y pasillos estrechos.

Características Técnicas

Características	Medidas
Ancho total (talla 40)	47,5 cm
Ancho total (talla 44)	51,5 cm
Alto total	86 cm
Profundidad total	87 cm
Ancho total plegada (talla 40)	19 cm
Ancho total plegada (talla 44)	22 cm
Alto del asiento al suelo	45,5 cm
Peso total	7,45 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Porque sabemos que la durabilidad es tan importante como la funcionalidad, el chasis de aluminio de la silla Luna no solo resiste la corrosión, sino que también mantiene la silla ligera y manejable. Es la compañera perfecta para sus necesidades diarias de movilidad.