

Silla de ruedas de aluminio plegable Line Q - 38RR.TTO2



La **Silla de ruedas de aluminio plegable Line Q** combina confort, durabilidad y versatilidad para brindar una solución óptima en movilidad. Diseñada con un enfoque en la ergonomía, esta silla asegura una experiencia cómoda incluso durante períodos prolongados de uso. Su estructura de aluminio no solo garantiza ligereza, facilitando su manejo y transporte, sino que también aporta una robustez excepcional, soportando un peso de hasta 140 kg.

Características Principales de la Silla de ruedas de aluminio plegable Line Q

- **Estructura Ligera:** Fabricada en aluminio, pesa menos de 13 kg, lo que facilita su manipulación y transporte.
- **Soporte Lumbar Integrado:** Los tubos del respaldo están diseñados de manera ergonómica para utilizar la profundidad completa del asiento, añadiendo soporte lumbar.
- **Versatilidad en Tallas:** Disponible en múltiples tallas (38, 41, 45, 48, 52, 56) para adaptarse a las necesidades de cada usuario.
- **Facilidad de Almacenamiento:** Se pliega fácilmente tirando del asiento hacia arriba, lo que permite guardarla y transportarla sin complicaciones.
- **Accesorios y Opciones:** Incluye opciones como freno de acompañante, cojín viscoelástico, ruedas antivuelco, reposapiés elevable y respaldo partido.

Especificaciones Técnicas

Característica	R600	R300
Altura Total	91.5 cm	91.5 cm
Longitud Total	109 cm	107 cm
Altura del Asiento	51 cm	51 cm
Profundidad del Asiento	41 cm	41 cm
Ø Ruedas Delanteras	200 mm	200 mm
Ø Ruedas Traseras	600 mm	300 mm
Longitud Sin Reposapiés	80 cm	78 cm
Peso	13 kg	12.5 kg
Resistencia	140 kg	140 kg
Anchura del Asiento	Talla/Size – 2 cm	Talla/Size – 2 cm
Anchura Total	Talla/Size + 18 cm	Talla/Size + 16 cm