

Silla de ruedas eléctrica Apolo Litio -



Silla de ruedas eléctrica Apolo Litio

La **Silla de ruedas eléctrica Apolo Litio** redefine la comodidad y la movilidad con su diseño innovador y características de vanguardia. Perfecta para quienes buscan independencia y facilidad de movimiento, esta silla de ruedas es una solución óptima para la movilidad diaria.

Su estructura plegable permite una portabilidad excepcional, facilitando el transporte y almacenamiento. Además, su marco de aleación de aluminio no solo garantiza durabilidad sino que también mantiene el peso al mínimo, haciendo que la silla sea ligera y manejable.

Equipada con un potente motor dual de 250W, la **Silla de ruedas eléctrica Apolo Litio** es capaz de superar diversos tipos de terrenos. Con una autonomía de 12 km por carga y una velocidad máxima de 6 km/h, ofrece un rendimiento confiable y consistente.

Características y Especificaciones

Esta silla de ruedas está diseñada para soportar un peso máximo de 100 kg, lo que la hace adecuada para una amplia gama de usuarios. Su asiento de 46 cm proporciona comodidad incluso durante periodos prolongados de uso, mientras que la altura ajustable del asiento permite una personalización completa.

Característica	Especificación

110 x 65 x 105 cm	30 kg (incluyendo batería)
100 kg	24V / 250W
iones de litio 24V / 13AH	6 km/h
12 km	46 cm

La silla cuenta con ruedas macizas que la hacen apta para múltiples superficies, incluyendo césped, grava y barro. Además, el sistema de frenado eléctrico asegura una parada segura y efectiva, aumentando la confianza de los usuarios en su silla.

Accesorios y Personalización

Aunque la silla viene muy completa, podemos personalizarla aún más con varios accesorios. Desde cojines de asiento adicionales para mayor comodidad hasta bolsas de almacenamiento para llevar efectos personales, cada accesorio está diseñado para mejorar la experiencia de movilidad.

En conclusión, la **Silla de ruedas eléctrica Apolo Litio** no solo ofrece una solución práctica y cómoda para la movilidad diaria, sino que también brinda independencia y libertad para explorar con confianza y seguridad. Su combinación de características avanzadas y opciones de personalización la convierten en una elección superior en su categoría.