

Silla de ruedas eléctrica de carbono Karbon -



Descubre la Revolución en Movilidad: Silla de ruedas eléctrica Karbon

Experimenta la libertad con la **Silla de ruedas eléctrica de fibra de carbono Karbon**, diseñada pensando en la innovación y la independencia. Fabricada con fibra de carbono de segunda generación, esta silla no solo es ultraligera sino también extremadamente resistente y duradera.

Ultra Ligereza y Resistencia Superior

La Silla de ruedas eléctrica de fibra de carbono Karbon redefine la movilidad personal con su estructura que pesa tan solo 15 kg, lo que facilita su transporte y manejo. Además, su capacidad para soportar un peso de hasta 136 kg la convierte en una opción robusta y segura para una amplia gama de usuarios.

Autonomía y Potencia

Equipada con dos baterías de litio de alto rendimiento, la silla Karbon ofrece una autonomía de hasta 32 km, permitiéndote explorar más lejos sin preocupaciones. Sus motores brushless de 250W cada uno, garantizan un desplazamiento suave y eficiente, ideal para el día a día.

Confort y Diseño Ergonómico | Silla de ruedas eléctrica Karbon

El asiento viscoelástico junto con un respaldo ajustable y tejido anti-transpirante aseguran una experiencia de uso cómoda durante todo el día. Además, la silla cuenta con un joystick de control

digital que permite ajustar la velocidad de manera progresiva, adecuándose a tus necesidades específicas.

Seguridad y Accesorios Silla de ruedas eléctrica Karbon

La seguridad es primordial en la silla Karbon, incluyendo luces LED delanteras y traseras para visibilidad en condiciones de poca luz, ruedas anti-pinchazos y un cinturón de seguridad robusto. Además, puedes personalizar tu silla con una amplia gama de accesorios disponibles, desde porta-botellas hasta asientos calefactables, adaptándola completamente a tu estilo de vida.

Especificaciones Técnicas

Característica	Datos
Peso estructura silla	15,2 kg
Peso batería litio (ud)	1,7 kg
Chasis y estructura silla	100% Fibra de Carbono
Peso máximo recomendado	136 kg
Motor	2x250W brushless
Batería	Litio 1x10Ah o 2x10Ah
Velocidad máxima	8 km/h
Velocidad marcha atrás	3 km/h
Autonomía máxima (según batería)	16km / 32 km
Joystick con display digital	Sí
Luces delanteras y traseras	Sí
Amortiguación trasera	Sí
Carga baterías por joystick	Sí
Carga independiente por batería	Sí
Indicador de carga en joystick	Sí
Indicador de carga en batería	Sí
Longitud total	94 cm
Longitud con reposapiés y ruedines abatidos	72 cm
Longitud silla plegada	27 cm
Anchura asiento entre reposabrazos	46 cm
Altura total	96 cm
Altura silla plegada	71 cm
Anchura ruedas traseras	59 cm
Anchura ruedas delanteras	62 cm
Altura base asiento	50 cm
Profundidad asiento	43 cm
Reposapiés abatibles	Sí
Reposapiés extraíbles (con tornillo)	Sí
Reposabrazos abatibles	Sí
Guardabarros	Sí
Cojín viscoelástico	Sí
Asiento y respaldo anti-transpirantes	Sí
Maletín porta-objetos	Sí
Bolsillo trasero	Sí

Ruedines de seguridad abatibles	Sí
Sistema Stand Up	Sí
Rueda trasera	Antipinchazos 22 cm
Rueda delantera	Antipinchazos 19 cm
Llantas	De aluminio
Adaptable	Diestros/zurdos
Pendiente máxima	18%
Pendiente de seguridad	12%
Intensidad joystick	Progresiva
Nº de velocidades	5
Cinturón de seguridad	Incluido
Manetas para empuje	Manual
Certificado	CE producto sanitario CE 2017/745
Normas	ISO9001 y ISO13485

Accesorios

Característica	Disponibilidad
Joystick posición acompañante	SI
Giro joystick 90º	SI
Reposacabezas	SI
Mochila	SI
Porta-muleta	SI
Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI
Funda protectora	SI
Chubasquero	SI
Color personalizable	SI

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.

En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas.