

Silla de ruedas eléctrica iCarbon -



Descubre la iCarbon: Innovación y Libertad en Movilidad

La silla de ruedas eléctrica iCarbon redefine la movilidad con su diseño revolucionario de fibra de carbono, siendo una de las sillas más ligeras del mercado. Con un peso de apenas 13,7 kg sin batería, esta maravilla de la ingeniería no solo facilita la vida diaria sino que también ofrece un rendimiento excepcional y una estética elegante.

Características Principales

La iCarbon está equipada con dos potentes motores de 150W, que permiten alcanzar una velocidad máxima de 6 km/h, perfecta para desplazamientos tanto en interiores como en exteriores. Además, su capacidad de plegado y sus opciones de batería la hacen ideal para viajeros frecuentes.

Flexibilidad en Tallas y Dimensiones

Disponible en dos tallas, 45 cm y 51 cm, la iCarbon se ajusta a las necesidades de cada usuario. Cada talla proporciona un ancho total diferente, asegurando que cada usuario encuentre su ajuste perfecto para maximizar la comodidad y la maniobrabilidad.

Autonomía Adaptada a tus Necesidades

Con la opción de elegir entre una o dos baterías de litio de 12 Ah, la iCarbon ofrece una autonomía de hasta 30 km, permitiéndote explorar más lejos y durante más tiempo. Además, las baterías son extraíbles, facilitando la carga y el transporte.

Características	Datos (Talla 45 cm)	Datos (Talla 51 cm)
Ancho total	55 cm	61 cm
Profundidad sin reposapiés	74 cm	74 cm
Alto total	90 cm	90 cm
Peso sin batería	13,70 kg	13,90 kg
Peso máximo soportado	120 kg	120 kg
Autonomía con 2 baterías	25 – 30 km	25 – 30 km
Velocidad máxima	6 km/h	6 km/h

Accesorios y Personalización

La iCarbon no solo es una silla de ruedas eléctrica, sino una extensión de tu estilo de vida. Desde reposabrazos abatibles hasta una bolsa trasera para objetos personales, cada detalle ha sido pensado para ofrecer la máxima funcionalidad y comodidad.

Ergonomía y Confort

Además de su estructura ligera, la iCarbon cuenta con un diseño ergonómico que incluye reposapiés extraíbles y un respaldo abatible, facilitando tanto el uso diario como el transporte.

Experimenta la libertad sin límites con la iCarbon, tu compañera ideal para una vida activa y autónoma. Ideal para aquellos que valoran la independencia y el diseño innovador.