

## Silla eléctrica de carbono R800 - R800



### Silla de ruedas eléctrica plegable de carbono R800

Descubre la libertad de movimiento con la innovadora **Silla de ruedas eléctrica plegable de carbono R800**, la solución ideal para viajeros frecuentes que buscan comodidad y practicidad. Fabricada en fibra de carbono ultraligera, esta silla de ruedas no es solo fácil de manejar, sino también sorprendentemente duradera.

#### Compacta y fácil de transportar

Con un peso de tan solo 13 kg, la R800 se pliega rápidamente y se puede almacenar en espacios reducidos porque su diseño inteligente permite plegarse sin necesidad de retirar la batería. Además, cabe en el maletero de un coche, en compartimentos de trenes y autobuses, facilitando su transporte a donde quiera que vaya.

#### Alto rendimiento y durabilidad

Su estructura de carbono, combinada con motores brushless de 180W, asegura un rendimiento confiable y eficiente. Además, gracias a su chasis con suspensión en las ruedas delanteras, ofrece una experiencia de conducción suave, incluso en superficies irregulares.

#### Especificaciones técnicas

La silla R800 no solo es ligera y fácil de manejar, sino que también cuenta con una batería de litio

de alta duración que le permite alcanzar una autonomía de hasta 20 km, ideal para largas jornadas sin preocupaciones.

Modelo	Ancho asiento	Ancho total	Fondo total	Fondo asiento	Altura r espaldas	Motore s	Batería	Autono mía	Velocid ad	Pendie nte máxima
R800	43 cm	56 cm	87 cm	41 cm	43 cm	180W x 2 Brush less	LITIO 24V 12Ah	20 Km	6,5 Km/h	6°

### Accesorios disponibles

Aumente la funcionalidad de su R800 con accesorios como el kit de batería extra RE800-01, perfecto para extender sus viajes y asegurar que nunca se quede sin carga en sus aventuras.

La Silla de ruedas eléctrica plegable de carbono R800 es la compañera perfecta para aquellos que desean mantener un estilo de vida activo y autónomo. No deje que nada limite su movilidad y comodidad.