

## Silla de ruedas eléctrica R500 -



### Descubre la Movilidad Redefinida con la Silla de Ruedas Eléctrica Plegable R500

Experimenta la libertad de movimiento como nunca antes con la **Silla de Ruedas Eléctrica Plegable R500**. Diseñada pensando en la comodidad y la funcionalidad, esta silla representa un avance significativo en la movilidad personal, permitiendo a los usuarios disfrutar de una vida más activa y autónoma.

#### Compacta y Fácil de Transportar

La R500 destaca por su diseño compacto, con un ancho total de tan solo 60 cm y un largo sin reposapiés de 81 cm, lo que la hace ideal para maniobrar en espacios reducidos. Además, su sistema de plegado rápido permite que se pueda almacenar y transportar fácilmente en la mayoría de los vehículos, transformando cada viaje en una experiencia sencilla y sin estrés.

#### Potencia y Autonomía Impresionantes

Equipada con dos motores brushless de 250W cada uno, la R500 ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil. Su batería de Litio de 24V y 20Ah asegura una autonomía de hasta 25 km, permitiéndote explorar y moverte sin preocupaciones. Además, la batería es extraíble, facilitando su carga tanto dentro como fuera de la silla.

## Especificaciones Técnicas de la Silla de Ruedas Eléctrica Plegable R500

| Características     | Datos              |
|---------------------|--------------------|
| Modelo              | R500               |
| Ancho total         | 60 cm              |
| Longitud total      | 96 cm              |
| Ancho asiento       | 42 cm              |
| Profundidad asiento | 42 cm              |
| Radio de giro       | 90 cm              |
| Pendiente máxima    | 10°                |
| Potencia motores    | 2 x 250W Brushless |
| Batería             | LITIO 24V 20Ah     |
| Autonomía           | 25 Km              |
| Velocidad           | 6,5 Km/h           |

### Accesorios Compatibles para un Mejor Manejo

Para aquellos que buscan una experiencia aún más personalizada, la R500 es compatible con accesorios como el soporte anclaje mando acompañante (AZ100). Este soporte de fácil ajuste se puede girar 360° horizontalmente o plegar 180° verticalmente, lo cual es ideal para adaptarse a cualquier situación o preferencia del usuario.

Con la Silla de Ruedas Eléctrica Plegable R500, no solo adquieres un producto, sino que inviertes en una vida más independiente y plena. Es la compañera perfecta para aquellos que valoran la autonomía, la comodidad y la movilidad sin límites.