

## Silla de ruedas eléctrica R550 - R500



### Descubre la Libertad con la Silla de Ruedas Eléctrica Plegable R550

La **Silla de Ruedas Eléctrica Plegable R550** está diseñada para aquellos que buscan un estilo de vida independiente y activo. Su diseño compacto y plegable permite una fácil transportabilidad, haciendo que no sea solo una herramienta de movilidad, sino una extensión de tu libertad personal.

### Características Principales de la Silla de Ruedas Eléctrica R550

#### Compacta y Plegable

Cabe en cualquier maletero y es ideal para ascensores pequeños. Este diseño innovador asegura que puedas llevarte la silla de ruedas a donde sea que vayas, sin preocuparte por el espacio.

#### Gran Autonomía

Su batería de litio de 20Ah y dos motores de 250W ofrecen una autonomía de hasta 20Km, lo que te permite explorar y moverte sin preocupaciones durante más tiempo.

#### Confort en la Conducción

Gracias a su amortiguación delantera, la silla R550 absorbe las irregularidades del terreno, proporcionando una experiencia de conducción suave y confortable.

## Respaldo Reclinable

Para un confort adicional, la silla cuenta con un respaldo reclinable y reposacabezas ajustables, lo que permite un ajuste personalizado y un soporte eficaz para la cabeza y la espalda.

## Especificaciones Técnicas de la Silla de ruedas eléctrica R550

Características	Datos
Modelo	R550
Ancho total	60 cm
Longitud total	108 cm
Ancho del asiento	42 cm
Profundidad asiento	42 cm
Radio de giro	95 cm
Pendiente máxima	10°
Potencia motores	2 x 250W Brushless
Batería	LITIO 24V 20Ah
Autonomía	25 Km
Velocidad	6,5 Km/h

## Accesorios Compatibles

El soporte anclaje mando acompañante sillas eléctricas (AZ100) es un accesorio esencial. Su diseño versátil permite una fácil instalación y ajuste, compatibles con tubos de 15 a 40 mm de diámetro.

Explora nuevos horizontes con la Silla de Ruedas Plegable R550, tu compañera ideal para una vida llena de movilidad y libertad.