

Silla de ruedas eléctrica super ligera R650 - R650



Silla de ruedas eléctrica super ligera R650

Descubre la libertad de movimiento con la **Silla de ruedas eléctrica super ligera R650**, tu compañera ideal para viajes y desplazamientos diarios. Diseñada para ofrecer confort y practicidad, esta silla redefine la movilidad personal.

Características destacadas

Con un peso de tan solo 17 kg, esta silla es extremadamente fácil de transportar. Equipada con dos motores brushless de 180 w cada uno, la **Silla eléctrica plegable super ligera R650** proporciona un rendimiento excepcional sin necesidad de mantenimiento. Además, su sistema de plegado rápido y su diseño compacto permiten que se guarde en espacios reducidos, ideal para el hogar o el maletero del coche.

Los reposabrazos abatibles facilitan las transferencias laterales, mientras que los reposapiés plegables reducen la longitud total de la silla, perfecta para ascensores o espacios estrechos. Su batería de iones de Litio de 10Ah ofrece una autonomía de hasta 15 km y es apta para viajar en la mayoría de las aerolíneas.

Tallas y medidas –

Silla de ruedas eléctrica super ligera R650

Modelo	Ancho total	Fondo total	Ancho asiento	Profundidad asiento	Radio de giro	Pendiente máxima	Potencia motores	Batería	Autonomía	Velocidad
R650	56 cm	89 cm	41/44 cm	41 cm	80 cm	10°	2 x 180W Brushless	LITIO 24V 10Ah	15 Km	6,5 Km/h

Opciones y accesorios

Personaliza tu experiencia con accesorios diseñados para mejorar tu confort y adaptabilidad. El soporte de anclaje para el mando acompañante permite un ajuste fácil y seguro, compatible con tubos de 15 – 40 mm. Además, el kit de batería extra garantiza que nunca te quedarás sin energía durante tus desplazamientos.

Con la **Silla eléctrica plegable super ligera R650**, disfruta de una movilidad sin límites, sin importar donde te lleve el camino.