

## Silla de ruedas Line Giro -



### Descubre la Innovación en Movilidad con la Silla de Ruedas Line Giro

La Silla de Ruedas Line Giro redefine la comodidad y la funcionalidad en el mundo de las sillas de ruedas, ofreciendo una experiencia única para sus usuarios. Este modelo destaca por su sistema de ruedas Giro, que permite maniobras de 360 grados, facilitando el movimiento en espacios reducidos como ascensores o cuartos de baño.

### Características Principales de la Silla de Ruedas Line Giro

Fabricada con aluminio de alta calidad, la Silla de Ruedas Line Giro no solo es ligera sino también extremadamente resistente, soportando hasta 140 kg de peso. Además, su diseño ergonómico asegura el máximo confort, especialmente con el soporte lumbar que se adapta perfectamente a la curvatura natural de la espalda.

### Diseño Plegable y Transportable

La silla es fácilmente plegable, lo que facilita su almacenamiento y transporte. Solo necesitas tirar del asiento hacia arriba para plegarla, haciendo que sea perfecta para viajar o guardar cuando no está en uso.

### Múltiples Tallas y Colores

Disponible en una variedad de tallas (38, 41, 45, 48, 52, y 56) y colores atractivos (gris, negro, azul,

pistacho, naranja, y malva), puedes elegir la que mejor se adapte a tu estilo y necesidades.

## Accesorios y Opciones

La Silla Line Giro viene equipada con numerosos accesorios para mejorar la experiencia del usuario. Entre ellos se incluyen reposapiés extraíbles y regulables, reposabrazos también extraíbles, y opciones como freno de acompañante, cojín viscoelástico, y ruedas antivuelco.

Características	Medida
Anchura total (Giro)	Talla/Size + 12 cm
Altura	91.5 cm
Longitud	109 cm
Altura del asiento	51 cm
Profundidad del asiento	41 cm
Diámetro ruedas delanteras	200 mm
Longitud sin reposapiés	80 cm
Peso	15 kg
Resistencia	140 kg
Anchura asiento	Talla/Size – 2 cm
Anchura total (R600)	Talla/Size + 18 cm

Esta silla de ruedas no solo cumple con las expectativas, sino que las supera, ofreciendo una solución de movilidad de alta calidad que combina funcionalidad y estilo. Ideal para aquellos que buscan independencia y comodidad, la Silla de Ruedas Line Giro es la elección perfecta para navegar la vida diaria con facilidad y confianza.