

## Silla de ruedas Line Infantil -



### Descubre la Silla de Ruedas Line Infantil Ref 3872.TT0C

La Silla de Ruedas Line Infantil Ref 3872.TT0C está diseñada pensando en los más pequeños, ofreciendo comodidad y una movilidad óptima. Su estructura ligera de aluminio y la capacidad de soportar hasta 140 kg la convierten en una elección perfecta.

#### Construcción y Diseño Ergonómico

Esta silla cuenta con un diseño ergonómico de los tubos del respaldo, que permite utilizar toda la profundidad del asiento, añadiendo soporte lumbar y maximizando el confort durante su uso. Además, está fabricada en aluminio, otorgándole ligereza y resistencia.

#### Facilidad de Uso y Transporte

La Line Infantil es fácilmente plegable, lo que facilita su almacenamiento y transporte. Simplemente tirando del asiento hacia arriba, la silla se pliega de manera compacta. Los reposapiés y reposabrazos se pueden extraer sin herramientas, lo que simplifica su ajuste y manejo.

#### Tallas y Colores Disponibles

Está disponible en tallas 36, 38, 41, y 45, y puedes elegir entre colores vibrantes como malva, azul, pistacho y naranja, permitiendo personalizar la silla a los gustos del niño y su familia.

## Especificaciones Técnicas

Característica	Valor
Altura Total	89 cm
Longitud Total	92 cm
Altura del Asiento	46 cm
Profundidad del Asiento	38 cm
Diámetro Ruedas Delanteras	150 mm
Diámetro Ruedas Traseras	550 mm
Longitud sin Reposapiés	75 cm
Peso	12 kg
Capacidad de Carga	140 kg
Anchura Total (Talla+17cm)	Anchura Talla + 17 cm
Anchura Total (Talla-2cm)	Anchura Talla – 2 cm

## Accesorios y Opciones

Además de sus características estándar, la Line Infantil ofrece una variedad de accesorios y opciones como cojín viscoelástico, reposacabezas, ruedas antivuelco y más, para mejorar la experiencia de uso y proporcionar mayor personalización.

Opta por la Silla de Ruedas Line Infantil Ref 3872.TT0C y asegura confort, durabilidad y estilo para los más jóvenes. Porque sus necesidades importan, elige lo mejor en movilidad y comodidad.