

Silla de ruedas Line Kuvo - 3885.TT01



Explora la Innovación y Comodidad con la Silla de Ruedas Line Kuvo

Descubre la revolución en movilidad con la **Silla de Ruedas Line Kuvo**, un diseño que combina tecnología avanzada, confort y estilo para ofrecerte la mejor experiencia en accesibilidad. Explora cómo la Line Kuvo puede transformar tu día a día y darte la libertad que mereces.

Características Destacadas de la Line Kuvo

La Line Kuvo está diseñada meticulosamente para cumplir con las necesidades de usuarios que buscan una silla de ruedas robusta, cómoda y fácil de manejar. Sus ruedas traseras de 250 mm están alineadas con los reposabrazos, haciendo que la silla sea excepcionalmente estrecha y perfecta para maniobrar en espacios reducidos.

Construcción y Diseño

Fabricada en aluminio de alta calidad, la Line Kuvo no solo es ligera sino también extremadamente resistente, soportando hasta 140 kg. Su diseño ergonómico incluye tubos del respaldo que maximizan el uso del asiento y añaden un soporte lumbar esencial, elevando el nivel de confort.

Facilidad de Uso y Versatilidad

Además de su estructura ligera y resistente, la Line Kuvo es fácil de plegar; simplemente tirando del

asiento hacia arriba. Esto la hace ideal para transportar y almacenar, sin comprometer la estabilidad o la seguridad del usuario.

Tallas y Medidas de la Line Kuvo

Entendemos que cada usuario es único, por lo que ofrecemos la Line Kuvo en una variedad de tallas: 41, 45, 48, 52 y 56, asegurando que encuentres la medida perfecta para ti. Los reposapiés y reposabrazos son extraíbles y ajustables manualmente, lo que permite una personalización completa sin la necesidad de herramientas.

Accesorios y Opciones Disponibles

Maximiza tu comodidad con los accesorios disponibles como el cojín viscoelástico, que se adapta a tu cuerpo, y el conjunto hemipléjico, diseñado para usuarios con necesidades específicas. Todos los accesorios están pensados para mejorar tu experiencia y adaptarse a tus necesidades diarias.

Característica	Descripción
Altura Total	97 cm
Longitud Total	107 cm
Altura del Asiento	55 cm
Profundidad del Asiento	41 cm
Diámetro Ruedas Delanteras	200 mm
Diámetro Ruedas Traseras	250 mm
Peso	12 kg
Resistencia	140 kg
Anchura Total	Talla/Size + 9 cm
Anchura del Asiento	Talla/Size – 2 cm
Longitud sin Reposapiés	76 cm

Elige la Line Kuvo porque es más que una silla de ruedas; es una extensión de tu libertad y una muestra de cómo la tecnología y el diseño pueden trabajar juntos para mejorar tu calidad de vida. Experimenta la diferencia con Line Kuvo y siente cómo el mundo se adapta a ti.