

Silla de ruedas Maxi Line -



Explora la Innovación y Comodidad con la Silla de Ruedas Especial Maxi Line

Descubre cómo la silla de ruedas Maxi Line Ref 3884.TT02 redefine la comodidad y la funcionalidad para usuarios altos, ofreciendo una solución perfecta.

Confort y Diseño Ergonómico

La silla de ruedas Maxi Line ha sido diseñada específicamente para personas altas, dispone de un asiento más alto de lo normal y un reposapiés más largo.

Con una distancia de 59 cm desde la tela del asiento hasta la pala del reposapiés, esta silla garantiza una postura cómoda y adecuada.

Construcción Ligera y Duradera

Fabricada en aluminio, la Maxi Line no solo es ligera, pesando menos de 13 kg, sino también extremadamente resistente, capaz de soportar hasta 140 kg de peso. Este equilibrio entre ligereza y resistencia hace que sea una opción ideal para el manejo diario y la durabilidad a largo plazo.

Facilidad de Uso y Transporte

La silla es fácilmente plegable, permitiendo una compactación rápida con solo tirar del asiento hacia

arriba. Esta característica facilita su almacenamiento y transporte, haciendo de la Maxi Line una excelente compañera de viaje.

Accesorios y Personalización

Con reposapiés y reposabrazos extraíbles, regulables y escamoteables manualmente sin herramientas, esta silla se adapta a las necesidades específicas de cada usuario.

Además, se ofrece con una variedad de accesorios opcionales además de freno de acompañante, cojín viscoelástico, ruedas antivuelco, reposapiés elevable y respaldo partido, lo que permite una personalización completa para maximizar el confort y la funcionalidad.

Especificaciones Técnicas de la Maxi Line

Característica	Datos
Altura Total	96,5 cm
Longitud Total	112 cm
Altura del Asiento	56 cm
Profundidad del Asiento	41 cm
Diámetro Ruedas Delanteras	200 mm
Diámetro Ruedas Traseras	600 mm
Peso	14 kg
Capacidad de Carga	140 kg
Anchura Total	Talla/Size + 18 cm
Anchura del Asiento	Talla/Size – 2 cm
Longitud sin Reposapiés	81 cm

Otras Opciones y Accesorios Disponibles

Explora nuestra gama completa de productos y accesorios, incluyendo bastones ajustables y andadores con múltiples opciones de ajuste y accesorios para mejorar la movilidad y el confort.

Cada producto está diseñado con el mismo compromiso con la calidad y la innovación que caracteriza a la Maxi Line.

En FORTA, estamos comprometidos con la excelencia y la innovación en cada producto que ofrecemos. Visita nuestra página de productos para más información y descubre cómo podemos ayudarte a lograr una movilidad mejorada y una vida más activa.