

## Silla de ruedas Mini Line -



### Descubre la Mini Line Ref 3882.TT01

La silla de ruedas Mini Line Ref 3882.TT01 se ha diseñado meticulosamente para hacer la vida más fácil y cómoda, especialmente para aquellos en proceso de rehabilitación. Su excepcional diseño ergonómico y su construcción en aluminio liviano, la hacen perfecta para desplazamientos cortos y frecuentes.

#### Confort y Ergonomía

Esta silla no solo es práctica sino también extremadamente cómoda. Los tubos del respaldo están diseñados ergonómicamente para permitir el uso completo de la profundidad del asiento, brindando un importante soporte lumbar. Este detalle hace que la Mini Line sea ideal para uso prolongado.

#### Ligereza y Resistencia

Fabricada en aluminio, esta silla de ruedas Mini Line es sorprendentemente ligera, pesando menos de 13 kg. Sin embargo, es robusta y capaz de soportar hasta 140 kg de peso, ofreciendo así una excelente durabilidad y fiabilidad.

#### Facilidad de Uso

Además de su diseño ergonómico, la Mini Line Ref 3882.TT01 es fácilmente plegable, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Simplemente tirando del asiento hacia arriba, la silla se pliega de manera compacta, ideal para llevarla en el coche o guardarla en casa sin ocupar mucho espacio.

## Tallas y Ajustabilidad de la Mini Line Ref 3882.TT01

Ofrecemos una variedad de tallas para la Mini Line, asegurando que cada usuario encuentre su ajuste perfecto. Las tallas disponibles son 38, 41, 45 y 48, lo que permite una personalización según las necesidades específicas de cada usuario.

## Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Altura Total	85 cm
Longitud Total	98 cm
Altura del Asiento	45 cm
Profundidad del Asiento	41 cm
Ø Ruedas Delanteras	130 mm
Ø Ruedas Traseras	450 mm
Longitud sin Reposapiés	68 cm
Peso	13 kg
Capacidad de Carga	140 kg
Anchura del Asiento	Talla/Size – 2 cm
Anchura Total	Talla/Size + 18 cm

## Accesorios Compatibles

La Mini Line es compatible con una variedad de accesorios diseñados para mejorar la experiencia del usuario y su comodidad, desde reposapiés ajustables y extraíbles hasta reposabrazos desmontables sin necesidad de herramientas.

Con la Mini Line Ref 3882.TT01, experimentarás no solo movilidad mejorada, sino también una independencia y calidad de vida significativamente aumentadas.