

Silla de ruedas plegable Basic -



Silla de ruedas plegable Basic

La **Silla de ruedas plegable Basic** redefine la movilidad con su diseño innovador y facilidad de uso. Fabricada en aluminio y termoplástico, ofrece una combinación óptima de ligereza y resistencia, soportando hasta 125 kg mientras pesa menos de 13,5 kg.

Comodidad y Adaptabilidad

Esta silla no solo es fácil de manejar gracias a su sistema de plegado rápido, sino que también se ajusta para superar pasos estrechos, porque puede estrecharse incluso con el usuario sentado. Sin embargo, una vez superado el obstáculo, se despliega para proporcionar el máximo confort.

Excelente Absorción de Impactos

Absorbe las irregularidades del terreno gracias a su estructura soportada por dos arcos de termoplástico, lo que mejora significativamente la confortabilidad durante su uso. Esto es esencial para usuarios que buscan una silla que minimice el impacto durante el desplazamiento.

Personalización y Accesorios Silla de ruedas plegable Basic

La **Silla Basic** ofrece diversas opciones de personalización, desde la selección del color hasta la

adición de un logo personalizado. Además, cuenta con una variedad de accesorios opcionales como frenos de acompañante, cojín viscoelástico y ruedas antivuelco, porque sabemos que cada usuario tiene necesidades únicas.

Características Técnicas

Características	R600	R300
Altura	93cm	93cm
Longitud	111cm	99cm
Altura Asiento	49,5cm	49,5cm
Profundidad de Asiento	43cm	43cm
Ø Ruedas Delanteras	200mm	200mm
Longitud sin Reposapiés	81cm	70cm
Peso	13,5kg	13kg
Resistencia	–	125kg
Anchura Total	Talla/Size + 18cm	Talla/Size + 16cm

Con la **Silla Basic**, experimentarás una combinación perfecta de funcionalidad, comodidad y estilo, diseñada para facilitar tu vida diaria y potenciar tu independencia.