

Silla de ruedas plegable de aluminio Line Plus | Forta - 3881.TT0R



Explora la Innovación y Comodidad con la Silla de ruedas plegable de aluminio Line Plus

La Silla de ruedas plegable de aluminio **Line Plus** de FORTA combina un diseño vanguardista con funcionalidad excepcional, destinada a proporcionar la máxima comodidad y movilidad. Perfecta para quienes buscan independencia y estilo, esta silla es una elección sobresaliente tanto para uso diario como ocasional.

Características Destacadas del la Silla de ruedas plegable de aluminio

- **Diseño Moderno:** Acabado elegante en negro y rojo con detalles ergonómicos que mejoran tanto el aspecto como la funcionalidad.
- **Construcción Ligera:** Fabricada en aluminio de alta resistencia, pesa menos de 13 kg lo que facilita su transporte y manejo.
- **Capacidad de Carga:** Soporta hasta 140 kg, adecuada para una amplia gama de usuarios.
- **Movilidad Ajustada:** Equipada con ruedas traseras de 600 mm autopropulsables y de 300

mm, para adaptarse a diferentes necesidades y entornos.

- **Plegable:** Fácilmente plegable, esta silla puede ser almacenada o transportada sin esfuerzo.
- **Personalización:** Disponible en múltiples tallas (38, 41, 45, 48, 52, 56) para asegurar un ajuste perfecto.
- **Accesorios:** Incluye opciones como cojín viscoelástico y ruedas antivuelco para mejorar la experiencia de uso.

Especificaciones Técnicas:

Característica	R600	R300
Altura	91,5 cm	91,5 cm
Longitud	109 cm	107 cm
Altura del Asiento	51 cm	51 cm
Profundidad del Asiento	41 cm	41 cm
Diámetro Ruedas Delanteras	200 mm	200 mm
Peso	13,5 kg	12,5 kg
Capacidad de Carga	140 kg	140 kg
Anchura asiento	Talla/Size – 2 cm	Talla/Size – 2 cm
Anchura total	Talla/Size + 18 cm	Talla/Size + 16 cm