

Silla de ruedas plegable Líder - Lider



Silla de ruedas plegable Líder

Descubre la **Silla de ruedas plegable Líder**, diseñada para ofrecer un rendimiento superior y comodidad excepcional. Fabricada en acero ligero, esta silla combina durabilidad y practicidad, ideal para el uso diario y exigente.

Características Destacadas

La Silla de ruedas plegable Líder está disponible en dos modelos principales: con ruedas traseras de 600 mm, autopropulsables, y de 300 mm, ambas diseñadas para facilitar la movilidad y ofrecer opciones según las necesidades de cada usuario. Además, su mecanismo de plegado fácil la hace perfecta para transportar y almacenar sin complicaciones.

Ventajas y Beneficios de la Silla de ruedas plegable Líder

Al elegir nuestra silla, disfrutarás de una movilidad sin límites gracias a su ligereza, pesando solo 15 kg, pero capaz de soportar hasta 140 kg. Con tallas disponibles de 45 y 48 y en colores negro, pistacho y azul, puedes seleccionar la que mejor se adapte a tu estilo de vida.

Porque sabemos que cada detalle cuenta, esta silla incluye reposapiés y reposabrazos extraíbles,

lo que facilita su uso diario y permite una adaptación perfecta a cada usuario. Sin embargo, su resistencia no compromete el confort, proporcionando un asiento cómodo y ajustable.

Opciones y Accesorios

Personaliza tu experiencia seleccionando accesorios compatibles que aumentan la funcionalidad de tu silla. Desde cojines terapéuticos hasta bolsas de almacenamiento y soportes para bebidas, cada accesorio está diseñado para mejorar tu comodidad y conveniencia.

Características Técnicas

Características	R600	R300
Altura	92cm	92cm
Longitud	110cm	107cm
Altura Asiento	51cm	51cm
Profundidad de Asiento	42,5cm	42,5cm
Ø Ruedas Delanteras	200mm	200mm
Longitud sin Reposapiés	81cm	78cm
Peso	15kg	13kg
Resistencia	140kg	140kg
Anchura Asiento	Talla/Size – 2cm	Talla/Size – 2cm
Anchura Total	Talla/Size + 18cm	Talla/Size + 13cm

Con la **Silla Líder**, la calidad y la comodidad van de la mano para ofrecerte la mejor experiencia de movilidad. Elige la tuya y redescubre la libertad de movimiento.