

Silla de ruedas plegable Line Dúo -



Silla de ruedas plegable Line Dúo

La Silla de ruedas plegable Line Duo combina innovación y versatilidad para ofrecer la mejor experiencia de movilidad, tanto en interiores como en exteriores. Diseñada pensando en la comodidad y la funcionalidad, esta silla de ruedas es ideal para quienes requieren una solución adaptable a diferentes entornos.

Comodidad y Adaptabilidad

La Silla de ruedas plegable Line Dúo se destaca por su sistema de ruedas intercambiables, permitiendo un fácil cambio de las ruedas de 600 mm a 250 mm. Esta característica es esencial para maniobrar en espacios reducidos, como puertas estrechas o habitaciones pequeñas, sin embargo, también permite utilizar las ruedas más grandes para mayor facilidad al empujar cuando se está al aire libre.

Diseño Ergonómico y Resistente

Fabricada en aluminio, la Silla de ruedas plegable Line Dúo no solo es ligera sino también extremadamente resistente, soportando hasta 140 kg. Su diseño ergonómico asegura que el usuario pueda disfrutar del máximo confort, gracias a un respaldo que permite el uso completo de la profundidad del asiento, añadiendo soporte lumbar.

Características Personalizables

La silla ofrece varias opciones de personalización. Los reposapiés y reposabrazos son extraíbles y ajustables sin necesidad de herramientas, lo que facilita su adaptación a las necesidades específicas de cada usuario. Además, cuenta con accesorios opcionales como el freno de acompañante y el cojín viscoelástico, que aumentan la seguridad y el confort.

Colores y Tallas de la silla de ruedas Line Dúo

Disponible en seis colores atractivos — gris, negro, azul, pistacho, naranja y malva — y múltiples tallas (38, 41, 45, 48, 52, y 56), asegurando que cada usuario encuentre la combinación perfecta para su estilo y necesidades.

Datos	Características
Altura	91,5 cm
Longitud	109 cm
Altura asiento	51 cm
Profundidad asiento	41 cm
Ø Ruedas delanteras	200 mm
Longitud sin reposapiés	80 cm
Peso	16 kg
Resistencia	140 kg
Anchura asiento	Talla + 2 cm
Anchura total (R600)	Talla + 18 cm
Anchura total (R250 exterior)	Talla + 13 cm
Anchura total (R250 interior)	Talla + 12 cm

La Silla plegable Line Dúo no solo es una solución práctica sino también una inversión en tu libertad y calidad de vida. Escoge la tuya hoy y experimenta la movilidad con confort y estilo.