

## Silla de ruedas plegable Line -



### Silla de ruedas plegable Line

Diseñada pensando en la comodidad y la movilidad, la **Silla de ruedas plegable Line** combina funcionalidad con estilo y durabilidad. Fabricada en aluminio ligero, esta silla soporta hasta 140 kg, ofreciendo una solución robusta para las necesidades diarias.

### Características Únicas |Silla de ruedas plegable Line

La **Silla Line** es fácilmente plegable, lo que facilita su almacenamiento y transporte. Además, está disponible en varias tallas (38, 41, 45, 48, 52, 56) y colores (gris, negro, azul, pistacho, naranja, malva), asegurando que se adapte a tus preferencias personales.

### Comodidad y Adaptabilidad

Porque sabemos que cada usuario es único, esta silla ofrece reposapiés y reposabrazos extraíbles, ajustables sin herramientas, lo que permite una personalización completa. Además, su diseño ergonómico proporciona un soporte lumbar excepcional, incrementando el confort durante su uso.

### Accesorios:

- Freno de acompañante

- Cojín viscoelástico
- Ruedas antivuelco
- Reposapiés elevable
- Respaldo partido

## Especificaciones Técnicas

Característica	R600	R300
Altura	91.5 cm	91.5 cm
Longitud	109 cm	107 cm
Altura Asiento	51 cm	51 cm
Profundidad Asiento	41 cm	41 cm
Ø Ruedas Delanteras	200 mm	200 mm
Ø Ruedas Traseras	600 mm	300 mm
Longitud sin Reposapiés	80 cm	78 cm
Peso	13 kg	12.5 kg
Resistencia	140 kg	140 kg
Anchura Asiento	Talla/Size – 2 cm	Talla/Size – 2 cm
Anchura Total	Talla/Size + 18 cm	Talla/Size + 16 cm