

## Silla de ruedas Terminal Aeropuerto -



### Características Exclusivas de la Silla de Ruedas Terminal Aeropuerto

La Silla de Ruedas Terminal Aeropuerto Ref 3858.0TT0 está diseñada específicamente para mejorar la movilidad y el confort de las personas con movilidad reducida en terminales de aeropuerto y estaciones ferroviarias. Este modelo no solo facilita el desplazamiento sino que también asegura una experiencia de uso excepcionalmente cómoda y segura.

#### Diseño Ergonómico y Confort Superior

El diseño ergonómico de los tubos del respaldo permite a los usuarios aprovechar completamente la profundidad del asiento, añadiendo un soporte lumbar vital que hace que la silla no solo sea práctica sino también extremadamente cómoda para periodos prolongados de uso.

#### Construcción Ligera y Resistente

Fabricada en aluminio, la silla combina ligereza y resistencia de manera excepcional. Con un peso de menos de 13 kg, es fácil de manejar sin sacrificar su capacidad para soportar hasta 140 kg de peso, lo cual es ideal para un uso intensivo en ambientes de mucho tráfico como aeropuertos y estaciones.

#### Opciones y Accesorios Personalizables

La silla de ruedas ofrece varias opciones de personalización para adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario. Desde la serigrafía personalizada hasta opciones de reposapiés y reposabrazos extraíbles, cada elemento ha sido pensado para maximizar la funcionalidad y la comodidad.

### **Plegado Fácil y Opciones de Almacenamiento**

El sistema de plegado es intuitivo y rápido, permitiendo a los usuarios o cuidadores guardar la silla con facilidad. Esto es especialmente útil en espacios reducidos o durante el transporte.

### **Seguridad Asegurada**

Opciones como el cinturón de tres puntos ofrecen seguridad adicional durante el traslado, asegurando que los usuarios permanezcan seguros y estables en todo momento.

### **Especificaciones Técnicas de la Silla de Ruedas**

Características	Datos
Altura	91.5 cm
Longitud	107 cm
Altura del Asiento	51 cm
Profundidad del Asiento	41 cm
Ø Ruedas Delanteras	200 mm
Ø Ruedas Traseras	600 mm
Longitud sin Reposapiés	77 cm
Peso	13.5 kg
Resistencia	140 kg
Anchura del Asiento	Talla/Size – 2 cm
Anchura Total	Talla/Size + 18 cm

Debido a su diseño innovador y opciones de personalización, la Silla de Ruedas Terminal Aeropuerto es la elección ideal para entornos de transporte público donde la comodidad y la eficiencia son primordiales. Asegura que cada viaje sea lo más placentero y seguro posible, representando una solución óptima para administradores de aeropuertos y estaciones que buscan mejorar la accesibilidad y la experiencia del usuario.