

Silla de ruedas Trial Country - Trial-Country



Descubre la Silla de Ruedas Trial Country de FORTA

Experimenta la libertad de explorar terrenos difíciles con la **Silla de Ruedas Trial Country**, diseñada específicamente para ofrecer un rendimiento excepcional en el campo o la montaña.

Confort y Durabilidad en Todo Terreno

Gracias a su estructura soportada por dos arcos de termoplástico, la Trial Country absorbe las irregularidades del terreno, proporcionando un viaje suave y cómodo. Fabricada en aluminio y termoplástico, es ligera pero extremadamente resistente.

Movilidad Sin Límites

Equipada con ruedas 4x4 tanto delanteras como traseras, esta silla te permite superar cualquier obstáculo. Además, es plegable, permitiendo que el usuario gane espacio para maniobrar en pasillos estrechos o puertas, simplemente activando la palanca de plegado.

Tallas y Especificaciones de la Silla Trial Country

Disponible en tallas 41, 44 y 46, y con un peso de solo 15,5 kg, esta silla soporta hasta 125 kg. Los reposapiés y reposabrazos son extraíbles y ajustables manualmente, facilitando su adaptación a las necesidades individuales de cada usuario.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Altura Total	81 cm
Longitud Total	100 cm
Altura del Asiento	52 cm
Profundidad del Asiento	43 cm
Diámetro Ruedas Delanteras	200 mm
Diámetro Ruedas Traseras	600 mm
Longitud sin Reposapiés	81 cm
Peso	15,5 kg
Resistencia	125 kg
Anchura Total	Talla/Size + 21 cm

Accesorios y Opciones

Personaliza tu experiencia con accesorios como reposapiés elevables, ruedas antivuelco y respaldos abatibles y reclinables. Cada complemento está diseñado para mejorar la funcionalidad y el confort de la silla.

La **Silla de Ruedas Trial Country** es tu compañera ideal para aventuras al aire libre, garantizando seguridad y comodidad en cualquier terreno.