

Silla de ruedas Trial Estándar -



SCaracterísticas Innovadoras de la Silla de Ruedas Trial Estándar

Descubre la Silla de Ruedas Trial Estándar, diseñada para proporcionar movilidad con una facilidad sin precedentes. Perfecta tanto para interiores como para exteriores, esta silla redefine la comodidad y la adaptabilidad.

Estructura de Alta Resistencia y Ligereza

Construida con aluminio y termoplástico, la Silla Trial Estándar es notablemente ligera, pesando menos de 13,5 kg, sin embargo, es capaz de soportar hasta 125 kg gracias a su robusta estructura.

Confort Ajustable

Esta silla ofrece un respaldo abatible y reclinable, ajustable para satisfacer las necesidades y preferencias de cada usuario. Además, cuenta con reposapiés y reposabrazos extraíbles y ajustables, facilitando tanto el acceso como la salida de la silla.

Movilidad Mejorada

La Trial Estándar incluye ruedas delanteras de 150 mm que pueden ajustarse en tres posiciones diferentes, optimizando la maniobrabilidad y adaptabilidad a diferentes entornos.

Especificaciones Técnicas de la Silla Trial Estándar

Características	Datos
Altura Total	89.5 cm
Longitud Total	100 cm
Altura del Asiento	50 cm
Profundidad del Asiento	43 cm
Diámetro Ruedas Delanteras	150 mm
Diámetro Ruedas Traseras	600 mm
Longitud sin Reposapiés	80 cm
Peso	14.5 kg
Capacidad de Carga	125 kg
Anchura Total	Talla/Size + 18 cm

Accesorios y Opciones para Personalización

Personaliza tu Silla de Ruedas Trial Estándar con una variedad de accesorios opcionales como cojines viscoelásticos, reposacabezas, y más para mejorar aún más tu experiencia de uso.

Adquiere la Trial Estándar y disfruta de una movilidad sin límites, con la seguridad y comodidad que solo FORTA puede ofrecerte. Perfecta para superar cualquier desafío diario con facilidad y confort.