

Silla de ruedas Trial Playa -



Descubre la Libertad con la Silla de Ruedas Trial Playa

Experimenta una nueva dimensión de movilidad con la **Silla de Ruedas Trial Playa Ref 3862.TT01**, diseñada meticulosamente para adaptarse a tus aventuras más emocionantes en playas y piscinas. Esta innovadora silla no solo te permite desplazarte por la arena sino que también, gracias a su capacidad de entrar al agua, expande tus horizontes recreativos.

Características Innovadoras que Marcan la Diferencia

La silla está construida con una estructura de arcos de termoplástico y aluminio, lo que no solo garantiza su durabilidad sino que también absorbe las irregularidades del terreno, permitiéndote disfrutar de un paseo suave y confortable. Además, su tornillería y piezas metálicas son de acero inoxidable, ideales para resistir la corrosión provocada por el agua salada.

Por otro lado, cuenta con un asiento y respaldo especialmente diseñados para facilitar el paso del agua, y sus ruedas 4x4 permiten superar cualquier obstáculo con facilidad. Y, porque pensamos en tu comodidad, esta silla es plegable y fácil de manejar incluso por el usuario, lo que facilita su transporte y almacenamiento.

Diseñada para tu Confort y Seguridad

Además de su robustez y funcionalidad, la **Trial Playa** es sumamente confortable. Cuenta con

reposapiés y reposabrazos extraíbles y regulables, que puedes ajustar manualmente sin necesidad de herramientas adicionales. Su resistencia está probada para soportar hasta 125 kg, asegurando un uso seguro para una amplia gama de usuarios.

Especificaciones Técnicas

Medida	Valor
Altura	81 cm
Longitud	100 cm
Altura Asiento	52 cm
Profundidad Asiento	43 cm
Ø Ruedas Delanteras	200 mm
Ø Ruedas Traseras	600 mm
Peso	15.5 kg
Resistencia	125 kg
Anchura Total	Talla/Size + 21 cm.

Elige la **Silla de Ruedas Trial Playa** porque te ofrece la libertad de explorar nuevos horizontes en tus lugares favoritos sin preocuparte por la movilidad. ¡Es tu compañera ideal para disfrutar de un verano sin límites!