

## Silla de transferencia Easy Move Waterproof -



### Silla de transferencia Easy Move Waterproof

Descubre la **Silla de transferencia Easy Move Waterproof**, tu aliado ideal para garantizar una higiene segura y cómoda en ambientes húmedos. Diseñada específicamente para personas con movilidad reducida, esta silla facilita el traslado y la seguridad en zonas como duchas, promoviendo la independencia y el bienestar.

#### Características destacadas

La **Silla Easy Move Waterproof** incorpora un doble sistema de bloqueo que asegura el cierre firme a través de una palanca y un cinturón trasero, proporcionando una estabilidad excepcional. Además, su apertura de 180° simplifica la transferencia del usuario, mejorando la accesibilidad y la comodidad.

La silla cuenta con un sistema de regulación de altura adaptable a diferentes entornos, desde el hogar hasta instalaciones médicas. Los agarradores abatibles son una función esencial, ya que permiten al cuidador desplazar la silla fácilmente sin necesidad de agacharse, cuidando así también su propia salud.

#### Especificaciones técnicas |

### Silla de transferencia Easy Move Waterproof

77 x 59 x 83-103 cm	24 kg
Acero inoxidable, Respaldo de poliuretano	46 x 40 cm
40-60 cm	65 – 82 cm
100 kg	Reposapiés, Apoyabrazos, Cubo inodoro, Frenos de seguridad en las 4 ruedas

## Beneficios para el usuario y el cuidador

Utilizar la **Silla Easy Move Waterproof** no solo mejora la experiencia de la higiene personal para el usuario, sino que también ofrece múltiples beneficios para los cuidadores. La ergonomía y las características de seguridad reducen el riesgo de lesiones, haciendo del cuidado una tarea más segura y menos ardua. Además, su diseño resistente al agua garantiza una durabilidad y un mantenimiento sencillos, convirtiéndola en una inversión valiosa en el cuidado personal.