

## Silla de transferencia Easy Move -



### Silla de Transferencia Easy Move

La **Silla de Transferencia Easy Move** se distingue por su innovador diseño que permite una apertura de 180°, facilitando la transferencia del paciente de manera segura y cómoda. Además, está equipada con una cubeta extraíble, ideal para su uso prolongado en diferentes entornos de cuidado.

### Características Principales

- Sistema de doble bloqueo que asegura el cierre de la silla para una seguridad óptima.
- Apertura de 180°, lo que facilita la colocación del paciente en la silla.
- Sistema de regulación de altura, permitiendo adaptar la silla a las necesidades específicas del entorno.
- Agarradores abatibles que proporcionan facilidad de manejo sin necesidad de agacharse, lo que además protege la salud del cuidador.
- Incluye frenos de seguridad en las cuatro ruedas, asegurando estabilidad en todo momento.

### Especificaciones – Silla de Transferencia Easy Move

| Característica                            | Detalle    |
|-------------------------------------------|------------|
| 71 x 60 x 79-90 cm                        | 25,5 kg    |
| Acero y plástico, Respaldo en poliuretano | 50 x 42 cm |
| 37 – 57 cm                                | 74 cm      |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 17 cm  | 74 cm               |
| Sí     | Sí                  |
| Sí     | Sí, en las 4 ruedas |
| 100 kg | Sí                  |

## Beneficios para Usuarios y Cuidadores

Esta silla no solo mejora la experiencia del paciente debido a su comodidad y facilidad de uso, sino que también contribuye a la salud de los cuidadores, porque los agarradores abatibles y los sistemas de ajuste reducen la necesidad de esfuerzos innecesarios.