

## Silla de WC con ruedas pequeñas - 811065.N



### Descubre la Comodidad y Seguridad de la Silla de WC con Ruedas Pequeñas

La **Silla de WC con ruedas pequeñas** es una solución excepcionalmente diseñada para facilitar la vida diaria de aquellos que necesitan asistencia adicional en el baño. Fabricada con materiales de alta calidad, esta silla no solo proporciona seguridad sino también confort óptimo para el usuario.

### Construcción Robusta y Detalles Cuidadosamente Pensados

Hecha de acero cromado, la **Silla de WC con ruedas pequeñas** garantiza durabilidad y estabilidad. Los reposabrazos extraíbles y los reposapiés desmontables y escamoteables ofrecen versatilidad y facilitan tanto el acceso como la salida de la silla. Además, cuenta con un doble asiento, uno de ellos acolchado, que asegura una experiencia más cómoda.

### Fácil Mantenimiento y Limpieza

El respaldo blando, que se puede quitar fácilmente, simplifica enormemente la tarea de limpieza, un aspecto crucial para mantener un entorno higiénico. Esta característica es esencial, porque ofrece una solución práctica para mantener la silla en perfectas condiciones sin esfuerzo adicional.

### Especificaciones Técnicas de la Silla de WC con ruedas pequeñas

| Características | Datos         |
|-----------------|---------------|
| Material        | Acero cromado |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Ancho total                        | 56 cm    |
| Profundidad total (con reposapiés) | 63/95 cm |
| Altura total                       | 95 cm    |
| Ancho del asiento                  | 46 cm    |
| Profundidad del asiento            | 45 cm    |
| Altura del asiento                 | 50 cm    |
| Distancia entre reposabrazos       | 43 cm    |
| Peso de la silla                   | 14 kg    |
| Peso máximo del usuario            | 165 kg   |

### Perfecta para el Uso Diario

La **Silla de WC con ruedas pequeñas** es ideal para usuarios que valoran la independencia pero necesitan un poco de asistencia extra. Su diseño permite un uso diario fácil y seguro, brindando una experiencia de confort inigualable.

Adquiere ahora esta silla de WC y mejora significativamente la calidad de vida, porque cada detalle ha sido diseñado pensando en tu comodidad y seguridad.