

Silla de WC fija Caraibes - 811125



Descubre la Comodidad y Seguridad de la Silla de WC Fija Caraibes

La **Silla de WC fija Caraibes** está diseñada pensando en el confort y la autonomía de los usuarios, ofreciendo una experiencia segura y agradable. Con un asiento de espuma de alta densidad y reposabrazos cómodos, esta silla es ideal para aquellos que requieren asistencia en el baño debido a limitaciones físicas o para personas mayores que buscan una solución de apoyo diario.

Características Excepcionales de la Silla de WC Fija Caraibes

La estructura de acero con recubrimiento epoxi en gris garantiza durabilidad y estabilidad, mientras que el revestimiento de PVC en azul marino es impermeable y fácil de limpiar. Además, la cubeta es extraíble desde un lado o desde arriba, facilitando su uso y mantenimiento.

Facilidad de Uso y Mantenimiento

El asiento de la **Silla de WC Caraibes** es totalmente desmontable, lo que permite una limpieza profunda y eficiente. Además, la tapa del asiento es fácil de retirar, lo cual simplifica aún más su uso diario.

Especificaciones Técnicas de la Silla de WC Fija Caraibes

Características	Datos
Material del Asiento	Espuma de alta densidad

Estructura	Acero con recubrimiento epoxi gris
Revestimiento	PVC impermeable en azul marino
Dimensiones Generales	60.5 cm ancho x 44 cm prof. x 86 cm alto
Dimensiones del Asiento	44.5 cm ancho x 36 cm prof. x 49 cm alto
Alto del Respaldo	42 cm
Peso de la Silla	6.6 kg
Peso Máximo del Usuario	130 kg

Garantía y Soporte

La **Silla de WC Caraibes** viene con una garantía de dos años, asegurando que recibirás un producto de calidad y duradero. Además, nuestro equipo de soporte está siempre disponible para ayudarte con cualquier consulta o necesidad que puedas tener respecto al uso del producto.

Opta por la **Silla de WC Caraibes** para una solución práctica, cómoda y segura en el cuidado diario. ¡Tu bienestar es nuestra prioridad!