

## Silla ducha WC aluminio - 737961

### Características Únicas de la Silla Ducha WC Aluminio

La **Silla ducha WC aluminio** pies abatibles es una solución revolucionaria para aquellos que buscan confort y funcionalidad en su rutina de cuidado personal. Diseñada pensando en la seguridad y la comodidad, esta silla incorpora múltiples características que la hacen indispensable para personas con movilidad reducida o para el cuidado en el hogar.

#### Comodidad y Adaptabilidad

La Silla ducha WC aluminio está equipada con un asiento acolchado, ofreciendo una experiencia confortable durante su uso. Además, el ajuste de altura del asiento desde el suelo permite adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario, variando entre 35 a 45 cm.

#### Seguridad y Estabilidad

Equipada con ruedas delanteras y traseras con frenos, esta silla garantiza una estabilidad excepcional, reduciendo el riesgo de deslizamientos y caídas. Esto es esencial para su uso en ambientes húmedos como el baño.

### Opciones y Especificaciones – Silla ducha WC aluminio

Además de su diseño ergonómico, cuenta con un reposapiés abatible, lo cual facilita el acceso y la salida de la silla, y mejora la comodidad durante su uso. Sus dimensiones compactas la hacen ideal para el uso en espacios limitados.

| Características         | Datos               |
|-------------------------|---------------------|
| Material                | Aluminio y plástico |
| Peso del producto       | 7,9 kg              |
| Peso máximo del usuario | 120 kg              |
| Dimensiones del asiento | 41×39 cm            |
| Altura del asiento      | 35 a 45 cm          |
| Diámetro del orificio   | 22×27 cm            |
| Ancho total             | 57 cm               |
| Altura total            | 83 cm               |
| Longitud total          | 93 cm               |
| Altura del respaldo     | 33 cm               |

La **Silla ducha WC** con pies abatibles no solo mejora la calidad de vida de sus usuarios, sino que también ofrece una solución práctica y segura para el cuidado personal en cualquier entorno. Adquirla ahora y experimenta la diferencia en comodidad y seguridad.