

Silla ducha y WC fija Oasis -



Silla de ducha y WC Fija Oasis con ruedas

La **Silla de ducha y WC fija Oasis con ruedas** está diseñada para ofrecer confort y seguridad en la higiene diaria tanto en instituciones como en el hogar. Este modelo combina funcionalidad y practicidad con un diseño ergonómico, lo que la convierte en una opción ideal para usuarios y cuidadores.

Características destacadas

- Fabricada en aluminio, garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Pesa solo 9 Kg, lo que facilita su maniobrabilidad y transporte.
- Asiento y respaldo anatómico con acolchado blando, ofreciendo una sensación cálida y confortable al tacto.
- Reposabrazos y reposapiés abatibles que simplifican las transferencias, haciéndolas más seguras y cómodas.
- Incluye frenos en las cuatro ruedas para una estabilidad óptima.
- Dispone de una cubeta orinal con tapa y asas, añadiendo practicidad al uso cotidiano.

Beneficios para el usuario

La silla permite una higiene personal segura y cómoda, facilitando el acceso para el aseo íntimo gracias a su asiento en forma de U. Además, es extremadamente maniobrable y puede girar en

espacios reducidos, lo cual es esencial en áreas de tamaño limitado.

Tallas y medidas – Silla de ducha y WC con ruedas OASIS

Especificaciones Técnicas

Característica	Datos
Modelo	HE100
Ancho del asiento	48 cm
Fondo del asiento	41 cm
Altura del asiento	50 cm
Ancho total	61 cm
Fondo total	94 cm
Alto total	92 cm
Altura máxima sobre WC	46 cm

Con la **Silla de ducha y WC con ruedas OASIS**, la comodidad y seguridad están garantizadas, proporcionando una experiencia de higiene digna y respetuosa. Es la solución perfecta para mejorar la calidad de vida de los usuarios con necesidades especiales de movilidad.