

## Silla de ruedas electrica kittos Little - SEPALLITLEM20



### Descubre la Silla eléctrica kittos Little

La **Silla eléctrica kittos Little** redefine la movilidad con su diseño innovador y funcionalidades avanzadas. Diseñada pensando en la juventud y los viajeros, esta silla es perfecta para quienes buscan independencia y facilidad de transporte.

### Compacta y Fácil de Transportar

Con un plegado ultrarrápido de solo 5 segundos, la **Silla kittos Little** se puede guardar en su propia bolsa. Esto facilita su transporte en automóviles, trenes y aviones, haciendo de la Kittos Little la compañera ideal para tus aventuras.

### Premiada por su Excelente Diseño

La **Silla eléctrica kittos Little** no solo es práctica, sino que también ha sido reconocida por su sobresaliente diseño, obteniendo el European Product Design Award en 2023. Este reconocimiento subraya su calidad y excelencia en innovación.

### Características Técnicas Destacadas de la Silla eléctrica kittos Little

Equipada con dos potentes motores de 200W, la Kittos Little alcanza una velocidad máxima de 7 km/h. Sus baterías de litio garantizan una autonomía de 20 a 25 km, permitiendo extensas jornadas de uso sin preocupaciones por la carga.

Características	Datos
Ancho total	57 cm
Profundidad total (sin reposapiés)	88,50 cm
Profundidad total (con reposapiés)	112,50 cm
Alto total	98 – 112 cm
Peso total sin baterías	25,50 kg
Peso total con batería de 10 Ah	28,10 kg
Peso total con batería de 20 Ah	29,15 kg
Peso máximo soportado	120 kg
Potencia del motor	2 x 200 W
Batería	2 x 10 Ah (litio)
Autonomía	20-25 km
Velocidad máxima	7 km/h

Opta por la **Silla kittos Little** y experimenta la libertad de moverte como nunca antes. Su diseño premiado, junto con su funcionalidad de plegado rápido y sus características técnicas avanzadas, hacen de ella la elección ideal para el usuario activo y moderno.