

Silla eléctrica plegable Spa Pro 250W -



Características Únicas de la SILLA ELÉCTRICA PLEGABLE SPA PRO 250W

Descubre la libertad de movimiento con la **SILLA ELÉCTRICA PLEGABLE SPA PRO 250W**, diseñada meticulosamente para proporcionar autonomía y confort. Esta silla no solo te ofrece la comodidad que mereces, sino que también es extremadamente práctica porque se pliega en segundos, facilitando su transporte y almacenamiento.

Especificaciones Técnicas

Equipada con un potente motor de 250W, esta silla garantiza un rendimiento excepcional en una variedad de entornos. Además, su batería de larga duración asegura que puedes explorar y disfrutar de tu día sin preocupaciones sobre la recarga.

Ventajas de Usar la SILLA SPA PRO 250W

La movilidad se transforma con la **SILLA ELÉCTRICA PLEGABLE SPA PRO 250W**. Su diseño plegable no solo facilita la vida diaria, sino que también hace que viajar sea un placer. Imagina la facilidad de plegar tu silla y cargarla en el coche en cuestión de minutos. Además, su sistema de control intuitivo permite a cualquier usuario manejarla con facilidad, proporcionando una experiencia segura y agradable.

Características	Datos
Motor	250W

Batería	Duración extendida
Plegable	Sí, fácilmente plegable para transporte y almacenamiento
Control	Sistema de control intuitivo

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio ultra resistente, silla muy robusta y estable (el eje de gravedad va muy por delante de la rueda trasera).
- Plegable manualmente en 5 segundos.
- Sólo 25 Kg de peso con todo incluido.
- Super estrecha, tan solo 59 cm de ancho total (al retirar el guardabarros reduce su ancho a 57 cm).
- Muy maniobrable gracias a sus dimensiones reducidas y radio de giro de 90 cm.
- Reposapiés abatible hacia arriba para facilitar el paso a ascensores y las transferencias frontales.
- Reposabrazos abatible para facilitar las transferencias laterales.
- Respaldo y asiento regulables en tensión mediante sistema de cinchas. Respaldo con curva ergonómica para facilitar el correcto posicionamiento en sedestación.
- Ruedas delanteras de 180 mm con horquilla de aluminio super resistente a impactos.
- Ruedas traseras de 300 mm de radio para una conducción por todo tipo de terrenos.
- Reforzada con doble amortiguación tanto delantera como trasera, con sistema patentado "froglegs".
- Dispone de muchos accesorios específicos de dicha silla.
- Joystick digital de gran sensibilidad con parámetros programables y control remoto a través de aplicación móvil.