

## Silla eléctrica plegable Spring -



### Silla eléctrica plegable Spring

Descubre la libertad que te ofrece la **Silla eléctrica plegable Spring**, diseñada para proporcionarte la máxima independencia. Gracias a su avanzado sistema de plegado en cruceta, esta silla es perfecta para llevarla a donde quieras sin preocupaciones. Pero, no solo eso, su estructura robusta y ligera permite un manejo excepcional en espacios reducidos.

### Confort y Adaptabilidad

La silla de ruedas Spring se ajusta a tus necesidades. Con reposapiés y reposabrazos plegables y ajustables, esta silla se adapta para ofrecerte el máximo confort. Además, su respaldo abatible facilita tanto el almacenamiento como el transporte. Porque sabemos que cada detalle cuenta, hemos diseñado una silla con todas las características para mejorar tu movilidad.

### Autonomía y Potencia

Equipada con dos potentes motores de 420W y baterías de gel de 50 Ah, la **Silla eléctrica plegable Spring** te ofrece hasta 40-45 km de autonomía. Sin embargo, lo que realmente te sorprenderá es su capacidad para llevarte donde necesites con la mínima recarga, asegurando que siempre estarás listo para seguir adelante.

### Estilo y Personalización

Elige el estilo que más te represente con nuestra gama de colores. La Spring no solo es funcional, sino también elegante, disponible en blanco y rojo. Cada opción ha sido pensada para complementar tu estilo de vida dinámico y activo.

Característica	Detalle
Ancho total	60 cm
Profundidad total	101 cm
Prof. sin reposapiés plegados con antivuelcos	78 cm
Alto total	89,5 cm
Ancho del asiento (tallas)	40cm / 45 cm
Ancho total plegada	44 cm
Alto del asiento al suelo	52,5 cm
Peso total	45 kg
Peso máximo soportado	136 kg
Potencia motor	2 x 420 W
Batería	2 x 50 Ah (gel)
Número de baterías	2
Velocidad máxima	8 km/h
Autonomía	40 km
Cargador externo	5 Ah

La **Silla Spring** no es solo una silla de ruedas; es una extensión de tu independencia y libertad. Explora más, vive más y disfruta cada momento con la confianza y el apoyo que solo Spring puede ofrecerte.