

Silla eléctrica Premium Bahía -



Descubre la SILLA ELÉCTRICA PLEGABLE PREMIUM BAHIA

La Silla Eléctrica Plegable Premium Bahia es tu compañera ideal para viajar, porque su diseño ergonómico y su capacidad de plegado fácil y rápido, de tan solo 5 segundos, la hacen perfecta para llevar a donde quieras. Además, su tamaño compacto facilita un transporte sencillo y práctico, sin embargo, no compromete su robustez ni confort.

Características Principales de la Silla eléctrica Premium Bahía

Esta silla no solo es ligera, pesando solo 25 Kg, sino que también cuenta con un diseño moderno y ergonómico. Su ancho reducido a 58 cm mejora la movilidad en espacios estrechos y facilita el manejo diario. Además, está disponible con baterías de 10Ah o 20Ah, adaptándose a tus necesidades de autonomía.

Control y Comodidad Superior

Con un mando de control remoto para el acompañante muy intuitivo, la SILLA PLEGABLE PREMIUM BAHIA permite una gestión sencilla y eficaz del movimiento. El reposapiés, que se abate hacia arriba, y la tracción trasera con amortiguación, ofrecen una experiencia de uso confortable y segura, facilitando además las transferencias frontales y el acceso a ascensores.

Accesorios Disponibles

Personaliza tu experiencia añadiendo accesorios como soportes para dispositivos móviles, soporte para el joystick del acompañante o un reposacabezas y reposapiés individual, lo que aumenta la funcionalidad y comodidad de la SILLA PREMIUM BAHIA.

Especificaciones Técnicas

Características	Datos
Ancho del asiento	43 cm
Ancho total	58 cm
Profundidad con reposapiés	95 cm
Profundidad sin reposapiés	75 cm
Alto total	99 cm
Alto del asiento al suelo	55 cm
Dimensiones plegado	62 x 45 x 85 cm
Ruedas delanteras macizas	18 cm
Ruedas traseras	31 cm
Reposabrazos	Abatibles
Reposapiés	Plataforma plegable
Pendiente superable	6º
Radio de giro	90
Velocidad	6 km/h
Peso de la silla	25 kg
Peso máximo del usuario	100 kg
Batería	Litio
Autonomía	15 km (batería 10 Ah) – 30 km (batería 20 Ah)
Motor	2x 180W sin escobillas
Suspensión	Delantera y trasera

Si deseas adquirir la SILLA ELÉCTRICA PLEGABLE PREMIUM BAHIA o necesitas más información, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar la solución de movilidad que mejor se adapte a tus necesidades.