

Silla eléctrica ultraligera Ilca - 1492SE



Características Destacadas de la Silla Eléctrica Plegable Ultraligera ILCA

La Silla Eléctrica Plegable Ultraligera ILCA redefine la movilidad personal con su diseño innovador y características excepcionales. Porque, a diferencia de las sillas convencionales, la ILCA ofrece la flexibilidad de ser utilizada tanto de manera manual como eléctrica, lo que la convierte en una opción versátil para diferentes necesidades y entornos.

Estructura Ultraligera y Plegable

Con un peso de solo 19 kg, esta silla es una de las más ligeras del mercado. Su estructura híbrida no solo facilita un transporte y almacenamiento cómodos, sino que también permite un plegado compacto hasta 22 cm de ancho. Por lo tanto, es ideal para espacios reducidos y viajes frecuentes.

Movilidad Mejorada – Silla eléctrica ultraligera Ilca

Gracias a su ancho total de solo 55 cm, la ILCA es excepcionalmente maniobrable en espacios interiores estrechos, permitiendo un desplazamiento fluido y sin esfuerzo. Además, su diseño incluye un joystick intuitivo con un sistema escamoteable, facilitando el acceso a mesas y otros espacios de trabajo.

Opciones de Personalización y Accesorios

Cada silla viene equipada con una batería de 12Ah o 18Ah, proporcionando una excelente

autonomía. Además, incluye accesorios estándar como un portabebidas y un mando de control remoto para acompañante, aumentando su funcionalidad y comodidad. Los accesorios adicionales disponibles como soportes para dispositivos móviles y bolsas de almacenamiento, hacen de la ILCA una silla totalmente adaptable a tus necesidades.

Opciones y Especificaciones de la Silla Ilca

Características	Datos
Fabricante	Teyder
Código	ILCA
Ancho total	55 cm
Potencia motor	2*150W
Velocidad Máxima	6 km/h
Tipo de batería	Litio
Número de baterías	1*12Ah o 1*18Ah
Fondo total	103 cm (92cm sin reposapiés)
Pendiente Máxima	9º
Peso	19 kg
Plegado	73*73*26 cm
Peso máximo de usuario (Kg)	100 kg
Ruedas traseras	30 cm
Ancho asiento	43 cm
Ruedas delanteras	18 cm
Alto asiento suelo	48 cm
Alto total	90 cm
Plegable	Sí
Material silla	Aluminio

En suma, la Silla Eléctrica Plegable Ultraligera ILCA no solo ofrece una solución de movilidad avanzada y cómoda, sino que también promueve una independencia excepcional, haciéndola ideal para una vida activa y dinámica. Puedes adquirir esta silla innovadora a través de nuestros distribuidores autorizados o contactarnos directamente para más información.