

Silla de transferencia Aupa Chair -



Solución para la Transferencia

Descubra la **Silla grúa de Transferencia Aúpa Chair | TotalCare**, una solución revolucionaria diseñada para facilitar las transferencias y traslados de personas con movilidad reducida. Este innovador dispositivo garantiza seguridad, comodidad y eficiencia, haciendo posible la movilidad en espacios reducidos y ofreciendo múltiples funciones en un solo equipo.

Características Destacadas de la silla de transferencia Aupa Chair

La **Silla de Transferencia Aúpa Chair** es perfecta para usar como silla de ducha e inodoro debido a su diseño resistente al agua y su cubeta equipada con arnés adaptado. Fabricada en acero al carbono, esta silla no solo es robusta sino que también es fácil de plegar, lo que la hace ideal para almacenamiento y transporte.

Detalles Técnicos

| Ficha técnica | Aúpa Chair mini | Aúpa Chair T-flex |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| Ancho total | 55 cm | 55 cm |
| Profundidad total | 80 cm | 80 cm |
| Alto total (regulable) | 83 – 109 cm | 83 – 109 cm |
| Peso total | 32,60 kg | 32,60 kg |
| Peso máximo soportado | 150 kg | 150 kg |
| Ancho entre patas (medida) | 54,5 cm | |

| | | |
|--------------------|---------|-------|
| exterior) | | |
| Apertura * | 42 cm | |
| Largo patas | 55 cm | 55 cm |
| Alto patas | 11 cm | 11 cm |
| Ancho pata central | 54,5 cm | 31 cm |
| Largo pata central | | 55 cm |
| Alto pata central | | 11 cm |

Funcionalidades Multifuncionales

La Aúpa Chair es una herramienta esencial para cualquier entorno de cuidado, ofreciendo versatilidad para realizar transferencias desde el sofá, la cama, la silla de ruedas, e incluso facilita el acceso al coche y al baño. Su diseño permite un ajuste perfecto en diferentes situaciones, asegurando siempre la máxima seguridad y confort para el usuario y el cuidador.

Accesorios de la silla de transferencia Aupa Chair Incluidos y Opcionales

Cada silla viene equipada de serie con un arnés básico y una funda protectora. Opcionalmente, se pueden adquirir arneses especializados para inodoro, bases rígidas y otros accesorios que aumentan la funcionalidad y comodidad de la Aúpa Chair.

Seguridad y Comodidad Garantizadas

Con capacidad para soportar hasta 150 kg y equipada con un sistema de elevación eléctrica, la silla de transferencia Aúpa Chair asegura un manejo suave y seguro. Su batería de larga duración permite hasta 100 usos por carga, garantizando autonomía y eficiencia en el cuidado diario.

La Aúpa Chair no solo mejora la calidad de vida de los usuarios sino que también transforma la experiencia de cuidado, proporcionando una solución práctica y segura para las necesidades diarias. ¡Optimice sus cuidados y asegure bienestar con la Aúpa Chair!