

Silla de transferencia Aupa Chair -



Solución para la Transferencia

Descubra la **Silla grúa de Transferencia Aúpa Chair | TotalCare**, una solución revolucionaria diseñada para facilitar las transferencias y traslados de personas con movilidad reducida. Este innovador dispositivo garantiza seguridad, comodidad y eficiencia, haciendo posible la movilidad en espacios reducidos y ofreciendo múltiples funciones en un solo equipo.

Características Destacadas de la silla de transferencia Aupa Chair

La **Silla de Transferencia Aúpa Chair** es perfecta para usar como silla de ducha e inodoro debido a su diseño resistente al agua y su cubeta equipada con arnés adaptado. Fabricada en acero al carbono, esta silla no solo es robusta sino que también es fácil de plegar, lo que la hace ideal para almacenamiento y transporte.

Detalles Técnicos

Ficha técnica	Aúpa Chair mini	Aúpa Chair T-flex
Ancho total	55 cm	55 cm
Profundidad total	80 cm	80 cm
Alto total (regulable)	83 – 109 cm	83 – 109 cm
Peso total	32,60 kg	32,60 kg
Peso máximo soportado	150 kg	150 kg
Ancho entre patas (medida)	54,5 cm	

exterior)		
Apertura *	42 cm	
Largo patas	55 cm	55 cm
Alto patas	11 cm	11 cm
Ancho pata central	54,5 cm	31 cm
Largo pata central		55 cm
Alto pata central		11 cm

Funcionalidades Multifuncionales

La Aúpa Chair es una herramienta esencial para cualquier entorno de cuidado, ofreciendo versatilidad para realizar transferencias desde el sofá, la cama, la silla de ruedas, e incluso facilita el acceso al coche y al baño. Su diseño permite un ajuste perfecto en diferentes situaciones, asegurando siempre la máxima seguridad y confort para el usuario y el cuidador.

Accesorios de la silla de transferencia Aupa Chair Incluidos y Opcionales

Cada silla viene equipada de serie con un arnés básico y una funda protectora. Opcionalmente, se pueden adquirir arneses especializados para inodoro, bases rígidas y otros accesorios que aumentan la funcionalidad y comodidad de la Aúpa Chair.

Seguridad y Comodidad Garantizadas

Con capacidad para soportar hasta 150 kg y equipada con un sistema de elevación eléctrica, la silla de transferencia Aúpa Chair asegura un manejo suave y seguro. Su batería de larga duración permite hasta 100 usos por carga, garantizando autonomía y eficiencia en el cuidado diario.

La Aúpa Chair no solo mejora la calidad de vida de los usuarios sino que también transforma la experiencia de cuidado, proporcionando una solución práctica y segura para las necesidades diarias. ¡Optimice sus cuidados y asegure bienestar con la Aúpa Chair!