

Silla pediátrica terapéutica Alfa PCI - Alfa



Silla pediátrica terapéutica Alfa

Descubre la **Silla pediátrica terapéutica Alfa**, diseñada específicamente para ofrecer el máximo confort y seguridad a los niños que requieren asistencia especializada.

Características destacadas

Esta silla ofrece una serie de características avanzadas para adaptarse a las necesidades de cada usuario:

- Sistema «Crece Contigo» que permite ajustar la profundidad del asiento y la altura del respaldo a medida que el niño crece.
- Un novedoso sistema de basculación con 6 posiciones diferentes, facilitando una postura segura y ergonómica durante el traslado.
- Amortiguación en las ruedas traseras, asegurando una experiencia de uso confortable en cualquier tipo de superficie.
- Controles ajustables (torácicos, cefálicos y pélvicos) para garantizar la seguridad del niño en la silla.

Además, la silla cuenta con un diseño plegable que facilita su transporte y almacenamiento, ideal para familias activas.



Teléfono: +34 615 432 242 E-Mail: info@ortopediavalme.com



Tallas y medidas – Silla pediátrica terapéutica Alfa

Silla PCI Alfa
Dimensiones (largo x ancho x alto)
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)
Altura dal niño
Altura del niño
Peso
Peso máximo soportado
Anabura dal acienta
Anchura del asiento
Profundidad del asiento
Altura del respaldo
Ajuste del resposapiés
Ajusto del respessiples
Basculación
Reclinación

Teléfono: +34 615 432 242





Sistema «Crece Contigo»

Accesorios incluidos y opcionales

La **Silla pediátrica terapéutica Alfa** no solo es funcional sino que también viene equipada con múltiples accesorios que enriquecen su uso diario:

- Kit de transporte para vehículos adaptados, asegurando la movilidad sin límites.
- Protector para la lluvia, mosquitera y sombrilla, proporcionando protección en todas las condiciones climáticas.
- Elementos de confort como guantes de invierno y saco, perfectos para los días más fríos.

Estos accesorios hacen que la **Silla Alfa** sea una solución completa para las necesidades de movilidad pediátrica.

Teléfono: +34 615 432 242



E-Mail: info@ortopediavalme.com