

Silla WC plegable Caraibes - 811147



Descubre la Comodidad y Práctica Funcionalidad de la Silla WC plegable Caraibes

La **Silla WC plegable Caraibes** es el epítome de la ingeniería en ayudas técnicas, diseñada meticulosamente para ofrecer comodidad y facilidad de uso a quienes más lo necesitan. Su estructura plegable permite almacenarla de manera compacta, ahorrando espacio valioso en tu hogar.

Características Innovadoras para Tu Máximo Confort

Esta silla no solo es práctica porque se pliega, sino que también ha sido creada pensando en tu comodidad y seguridad. Soporta un peso máximo de usuario de 130 kg, asegurando estabilidad y resistencia. Además, las dimensiones del asiento y los reposabrazos están diseñadas para facilitar el acceso y el uso diario.

Dimensiones Adecuadas para Cualquier Espacio

Con unas dimensiones generales de 57.5 cm de ancho, 50 cm de profundidad y 97 cm de alto, la **Silla WC Caraibes** se adapta perfectamente a diferentes espacios, maximizando la funcionalidad sin renunciar al diseño. La altura de los reposabrazos y del asiento garantiza una experiencia de uso cómoda y accesible.

Opciones y Accesorios Compatibles con la Silla WC plegable Caraibes

Además de sus funcionalidades básicas, esta silla puede complementarse con una cubeta adicional Caraibes, lo que facilita su limpieza y mantenimiento, haciendo que la experiencia de uso sea aún más higiénica y eficiente.

Características	Datos
Dimensiones generales	Ancho 57.5 x Prof. 50 x Alto 97 cm
Dimensiones del asiento	Ancho 45 x Prof. 40 x Alto 54 cm
Altura del reposabrazos	74 cm
Peso de la silla	9.4 kg
Peso máximo del usuario	130 kg
Tipo	Plegable

Opta por la **Silla WC plegable Caraibes** si buscas una solución eficaz que combine diseño, comodidad y funcionalidad. Ideal para usuarios y cuidadores que valoran la practicidad y la calidad. ¡Una elección inteligente para un cuidado diario sin complicaciones!