

Sillas de ruedas eléctrica E-Kittos - SEPALEKITTOSM20



Sillas de ruedas eléctrica E-Kittos

Descubre la libertad y la innovación con la **Sillas de ruedas eléctrica E-Kittos**, diseñada para ofrecer la máxima comodidad y autonomía.

Características y Beneficios

La E-Kittos, líder en ventas en España, se distingue por su sistema de plegado electrónico, que permite un manejo sencillo y rápido, ideal para viajeros y usuarios activos. Además, ha sido galardonada con el European Product Design Award en 2023, resaltando su diseño excepcional y funcionalidad avanzada.

Este modelo es notablemente liviano, con un peso de solo 27,60 kg sin batería, pero sin embargo, robusto, capaz de soportar hasta 150 kg. Además, ofrece una autonomía impresionante de hasta 55 km con la batería de mayor capacidad, lo que la convierte en una excelente opción para largos días fuera de casa.

Tallas y Medidas – Sillas de ruedas eléctrica E-Kittos

La E-Kittos está diseñada para adaptarse a diversas necesidades y espacios, con un ancho total de 64 cm y una altura ajustable entre 98 y 112 cm. La profundidad total con reposapiés es de 112,50 cm, asegurando un confort óptimo para el usuario.

Accesorios

Personaliza tu E-Kittos con una variedad de accesorios diseñados para mejorar tu experiencia. Elige entre respaldos ergonómicos, cojines anatómicos, luces LED y más, para adaptarla perfectamente a tus preferencias y necesidades.

Característica	Descripción
Ancho total	64 cm
Profundidad sin reposapiés	91,50 cm
Profundidad con reposapiés	112,50 cm
Alto total	98 – 112 cm
Peso sin baterías	27,60 kg
Capacidad de carga	150 kg
Autonomía máxima	55 km (con batería de 50 Ah)
Velocidad máxima	7 km/h