

Sillón basculante con ruedas ESSENTIEL - AD800



Sillón basculante con ruedas ESSENTIEL

Descubre el confort y la funcionalidad del **Sillón basculante con ruedas ESSENTIEL**, diseñado exclusivamente para uso interior y optimizado para ofrecer la máxima comodidad con un diseño elegante y práctico.

Características y Beneficios

El Sillón ESSENTIEL combina innovación y comodidad en un solo mueble. Fabricado en espuma de alta densidad (HD), garantiza un soporte firme y adaptable. Además, el asiento de espuma viscoelástica Clase II se adapta a la forma del cuerpo, proporcionando un alivio y confort excepcionales.

Equipado con una mesa auxiliar y almohada cervical anatómica, este sillón es perfecto para largas horas de descanso o para usuarios que necesitan soporte adicional para el cuello. Los reposapiés independientes y plegables se ajustan fácilmente, lo que permite una personalización completa del soporte de las piernas y pies, mejorando la circulación y reduciendo la presión en puntos críticos.

La cobertura de PVC/PU con tratamiento ignífugo M2 no sólo es duradera, sino también biocompatible, lo que asegura un entorno seguro y saludable para el usuario y el cuidador. Además, el diseño inteligente permite un fácil acceso a mesas de comedor y otras superficies, gracias a la altura adecuada de los apoyabrazos.

Tallas y medidas – Sillón basculante con ruedas ESSENTIEL

Este modelo está diseñado para adaptarse a diversos espacios y necesidades, con dimensiones que aseguran su funcionalidad en cualquier entorno de interior:

Modelo	AD800
Ancho del asiento	47 cm
Profundidad del asiento	47 cm
Ancho total	73 cm
Altura del asiento	48 cm
Alto total	132 cm

Indicaciones de uso

Este sillón está diseñado para usuarios que requieren asistencia constante de un acompañante. Es ideal para pacientes con necesidades especiales de movilidad y descanso, ofreciendo ajustes personalizados que facilitan el cuidado y mejoran la calidad de vida tanto del usuario como del cuidador.

La capacidad de inclinación de hasta 30° permite una adaptación perfecta a las necesidades posturales del usuario, mientras que las plataformas de reposapiés ajustables promueven una posición ergonómica adecuada.