

Sillón con inodoro de madera Tradicional - 811176



Descubre el Confort y Elegancia del Sillón con inodoro de madera Tradicional

El Sillón con inodoro de madera Tradicional es una solución elegante y discreta que se integra perfectamente en cualquier entorno. Cuando el cojín de confort se coloca sobre el asiento perforado, no se distingue de un sillón clásico. Esta dualidad lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan funcionalidad sin comprometer el estilo.

Comodidad y Diseño en un Solo Mueble

Este sillón no solo es práctico sino que también ofrece una comodidad excepcional. Está equipado con un respaldo y un asiento tapizados en espuma acolchada, lo que garantiza un confort superior para el usuario. Además, la cubeta de PVC es extraíble desde el respaldo, facilitando su limpieza y mantenimiento sin esfuerzo.

Características Adaptables a Cualquier Espacio

Con unas dimensiones totales de ancho 57 x fondo 42 x alto 81 cm, y un peso de solo 7,8 kg, este sillón es fácilmente manejable y adaptable a diferentes espacios y necesidades. Además, está disponible en dos tonalidades de madera: oscura y clara, permitiendo elegir la que mejor se adapte a la decoración existente.

Opciones de Color y Dimensiones del Sillón con inodoro de madera Tradicional

Elige entre madera oscura y madera clara para que combine perfectamente con tu espacio. Las dimensiones del asiento son de anchura 41 x profundidad 39 x altura 46 cm, diseñadas para ofrecer la máxima comodidad.

Características	Datos
Material del armazón	Haya maciza
Dimensiones totales (cm)	57 x 42 x 81
Dimensiones del asiento (cm)	41 x 39 x 46
Peso	7,8 kg
Colores disponibles	Madera oscura, Madera clara
Tipo de cubeta	PVC extraíble

Opta por el Sillón con inodoro de madera Tradicional, donde la funcionalidad se encuentra con el estilo, ofreciendo una solución perfecta para cualquier hogar o instalación médica. No solo proporciona independencia y dignidad a los usuarios, sino que también se presenta con una estética que resalta en cualquier habitación.