

Sillón elevador COCOA - AD751



Sillón elevador COCOA

El **Sillón elevador COCOA** es una solución revolucionaria para quienes buscan comodidad y asistencia en su hogar. Este sillón de funcionamiento totalmente electrónico ofrece una experiencia única de relax y autonomía.

Características y Beneficios

Este sillón no es solo un mueble, es una herramienta de descanso diseñada para proporcionar el máximo confort. Al apretar un botón, el sillón levanta las piernas y reclina el asiento simultáneamente, alcanzando una postura óptima para el descanso. Además, cuenta con una función de elevación que se inclina hacia delante, facilitando levantarse de manera segura y sin esfuerzo.

Una característica destacada es la posición «Gravedad 0», donde el asiento se eleva mientras los pies y el respaldo se reclinan, colocando las extremidades inferiores casi al nivel de la cabeza. Esta posición es considerada la de máximo confort para el usuario, porque reduce significativamente la presión sobre la columna y las articulaciones.

Especificaciones Técnicas | Sillón elevador COCOA

Modelo

AD751

Características

Función de elevación y reclinación, Posición

	Gravedad 0
Ancho del asiento	50 cm
Altura del asiento	45 cm
Fondo del asiento	50 cm
Altura del respaldo	70 cm
Ancho total	80 cm
Alto total	98 cm
Fondo total	100 cm
Fondo reclinado	165 cm
Ángulo de reclinación	45°

Accesorios y Opciones

Para mayor personalización, el sillón COCOA ofrece varios accesorios. Estos incluyen mandos a distancia con botones grandes para fácil manejo y cubiertas de diferentes colores que permiten adaptar el sillón al estilo de cada hogar. Además, su diseño elegante y contemporáneo complementa cualquier decoración.