

Sistema De Suspensión Para Prótesis Tibial - LI1005



SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA PRÓTESIS TIBIAL

El **Sistema De Suspensión Para Prótesis Tibial** de Orliman es una solución avanzada que garantiza un ajuste óptimo y confort continuo para los usuarios de prótesis tibiales. Fabricado con silicona de alta calidad y recubierto con Lycra, este sistema proporciona una adherencia excepcional, lo que es vital para la funcionalidad y la comodidad del usuario.

Características Avanzadas y Beneficios

Este sistema de suspensión destaca porque impide la entrada de aire en la parte proximal del encaje, manteniendo el vacío necesario para evitar el pistoneo. Además, reduce significativamente la fricción entre el muñón y el encaje rígido, protegiendo la piel de posibles heridas por rozamiento. Su diseño permite una gran libertad de movimientos, incluso en la flexión de la rodilla, ofreciendo una experiencia sin restricciones durante el uso cotidiano.

Tallas y Medidas – Sistema De Suspensión Para Prótesis Tibial

Tallas	Perímetro en CM	Tallas Liners
1	45-48	20-23,5
2	48-52	25-28
3	52-57	30-34
4	57-64	36-40

Uso e Indicaciones

El **Sistema De Suspensión Para Prótesis Tibial** es ideal para aquellos que buscan una solución duradera y confortable. Es especialmente útil para pacientes que han experimentado problemas con sistemas de suspensión menos eficaces. Esta tecnología de Orliman no solo mejora la estabilidad de la prótesis, sino que también contribuye a una mejor movilidad, porque permite un ajuste personalizado que se adapta a las necesidades individuales del usuario.

Accesorios y Opciones

Para complementar el uso del **Sistema De Suspensión**, Orliman ofrece una gama de liners compatibles que mejoran aún más la comodidad y la adaptabilidad del sistema. Estos accesorios están diseñados para trabajar en conjunto con el sistema de suspensión, asegurando que el ajuste sea perfecto y que el usuario pueda disfrutar de una vida activa sin preocupaciones adicionales.