

Soporte talón viscoelástico - H8020



Soporte talón viscoelástico

Descubre el confort y la protección avanzada que ofrece el **Soporte talón viscoelástico**. Diseñado especialmente para pacientes con movilidad normal o ligeramente limitada, este soporte es perfecto para aquellos en riesgo de desarrollar úlceras por presión debido a su constante movimiento.

Características Principales

El **Soporte talón viscoelástico** está fabricado en espuma viscoelástica con efecto memoria, adaptándose perfectamente a la forma anatómica del pie mientras proporciona un tacto suave y agradable. Además, su diseño incluye soportes laterales que protegen el tendón de Aquiles y zonas cóncavas en el antepié y el talón para desviar la presión y reducir el riesgo de úlceras.

Especificaciones Técnicas – Soporte talón viscoelástico

Características	Espuma viscoelástica	Poliuretano bi elástico
Beneficios	Adaptabilidad y suavidad al tacto	Impermeable y lavable a 90°C
Protección	Soportes laterales	Áreas cóncavas para desviar presión

Indicaciones y Beneficios

Este soporte es ideal para la prevención de úlceras en pacientes con alta actividad o aquellos sujetos a movimientos constantes de las extremidades inferiores. La funda recubierta con poliuretano bi elástico no solo reduce los efectos de fricción y cizalla, sino que también favorece el intercambio de gases, combatiendo la maceración.

Por lo tanto, si buscas una solución eficaz para proteger los talones y mejorar el confort general, el **Soporte talón** es la elección perfecta. Su sistema de montaje fácil de ajustar y su capacidad para mantenerse en la posición correcta lo convierten en un producto indispensable en el cuidado de pacientes con necesidades especiales de movilidad.